

Cân sấy ẩm



Cân sấy ẩm halogen HE73 và HE53

Kết quả đáng tin cậy

Vận hành đơn giản

Chất lượng phù hợp



Vấn đề độ ẩm
Phân tích nhanh và dễ dàng

METTLER TOLEDO

Đáng tin cậy, dễ dàng và phù hợp Đầu tư hợp lý về chất lượng

Cân sấy ẩm halogen HE73 và HE53 là giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để xác định hàm lượng ẩm cho mẫu, nhằm duy trì chất lượng và đảm bảo tối ưu thời gian sử dụng. Các cân sấy ẩm này mạnh mẽ và có giá cả phải chăng, được đưa ra từ kinh nghiệm phát triển của METTLER TOLEDO trong sản xuất các thiết bị chính xác và trong nhiều năm của các chuyên gia về cân sấy ẩm.

Model HE73 và HE53 rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những người chưa qua đào tạo. Với sự hỗ trợ trên màn hình và tính năng chỉ dẫn Moisture Guide, bạn có mọi thứ cần thiết để cài đặt nhanh chóng và bắt đầu phép đo độ ẩm chính xác. Được thiết kế ở Thụy Sĩ, bạn không chỉ có thể tin tưởng vào kết quả độ ẩm mà còn được đảm bảo về hiệu suất làm việc trong nhiều năm tới.

Kết quả đáng tin cậy



Cân HE73 và HE53 cho phép đo chính xác và lặp lại chỉ trong vài phút.

- Đáng tin cậy
- Hiệu quả
- Hiệu suất tăng lên

Chất lượng phù hợp



Đạt được giá trị tuyệt vời về chi phí với công nghệ sấy halogen và một thiết bị cân hiệu suất cao.

- Công nghệ hiện đại
- Thiết kế mạnh mẽ
- Tuổi thọ lâu dài

Chuyên gian về độ ẩm



Lợi ích từ những hiểu biết của hãng về mọi thứ, bạn có thể bắt đầu ngay vào công việc phân tích độ ẩm.

- Cài đặt nhanh chóng
- Đào tạo trực tuyến



Kết quả độ ẩm nhanh chóng chỉ trong 3 bước đơn giản

Phân tích độ ẩm chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, chỉ theo dõi các chỉ dẫn trên màn hình, và kết quả sẽ thu được chỉ trong vài phút



1. Trừ bì cân.



2. Thêm mẫu và trải đều trên bề mặt đĩa.





3. Nhấn nút start. Xem kết quả trên màn hình sau vài phút.

METTLER TOLEDO Service

Hệ thống dịch vụ service luôn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với việc hiệu chuẩn và bảo dưỡng để luôn đảm bảo cân sấy ẩm của bạn hoạt động ở tình trạng tốt nhất.

Thông số kỹ thuật



	HE73	HE53
Khả năng	71 g	54 g
Độ đọc	1 mg, 0.01% MC	1 mg, 0.01% MC
Độ lặp lại	0.15% (2 g mẫu), 0.05% (10 g mẫu)	0.15% (2 g mẫu), 0.05% (10 g mẫu)
Chế độ dừng	Tự động hoàn toàn, theo thời gian, tự do (1mg/10 – 140s)	Tự động hoàn toàn, theo thời gian
Chương trình sấy	Tiêu chuẩn, Nhanh	Tiêu chuẩn, Nhanh
Phương pháp sấy	2	1
Khoảng nhiệt độ	50 – 200°C (bước nhảy 1°C)	50 – 160°C (bước nhảy 1°C)
Nguồn nhiệt	Halogen	Halogen
Kết quả hiển thị	%MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g	%MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g
Màn hình	LCD back-lit	LCD back-lit
Chức năng hiển thị	Chỉ dẫn người dùng, chỉ thị quá trình	Chỉ dẫn người dùng, chỉ thị quá trình
Khối lượng	4.1 kg	4.1 kg

Phụ kiện



Đĩa nhôm đựng mẫu

Phù hợp với tất cả các ứng dụng, đảm bảo độ lặp lại tốt nhất.

Part No. 13865



Giấy lọc sợi thủy tinh

Sử dụng với mẫu lỏng và mẫu nhão để tăng độ lặp lại và giảm thời gian đo lên đến 50%.

Part No. 214464



Máy in

Cách nhanh nhất để ghi lại kết quả độ ẩm.

Part No.

11124300 (RS-P25)

11124303 (RS-P26)

www.mt.com/moisture

For more information

Mettler-Toledo AG

Laboratory and Weighing Technologies

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 44 944 22 11

Fax +41 44 944 30 60

Subject to technical changes

© 11/2014 Mettler-Toledo AG Printed

in Switzerland 30097228 Global

MarCom Switzerland